



LAPAROSCOPIC  
SURGERY

# AESCULAP<sup>®</sup> Challenger<sup>®</sup> Ti

REUSABLE MULTI-FIRE CLIP APPLIER

# AESCULAP® Challenger® Ti

REUSABLE MULTI-FIRE CLIP APPLIER

WIEDERVERWENDBARER MULTI-FIRE CLIP-APPLIKATOR



We are offering you two different clip appliers and two clip sizes for various laparoscopic procedures.

- Modular design simplifies disassembly, cleaning, maintenance and sterile preparation
- Separate functional elements for clip loading and clip closure

Wir bieten Ihnen zwei unterschiedliche Clip-Applikatoren und zwei Clip-Größen für verschiedenste laparoskopische Anwendungen.

- Modulare Bauweise erleichtert die Zerlegung, Aufbereitung, Pflege und Sterilbereitstellung
- Separate Funktionselemente für Clip-Transport und Clip-Verschluss

## ML medium-large



for 10 mm clip applicator /  
für 10 mm Clip-Applikator

## SM small-medium



for 5 mm clip applicator /  
für 5 mm Clip-Applikator



- A diamond-shaped inner clip profile provides an enlarged contact surface
- The special closing characteristic of the clip allows a repositioning of the clip and reduces the risk of tissue slippage out of the clip
- Material: pure titanium
- Single use clip cartridge with 8 clips (ML) / 12 clips (SM)



- Die rautenförmige Innenprofilierung des Clips bietet eine vergrößerte Kontaktfläche
- Spezielles Schließverhalten des Clips ermöglicht ein Repositionieren des Clips und reduziert das Risiko, dass Gewebe aus dem Clip gleitet
- Material: Reintitan
- Einmal-Clip-Magazin mit 8 Clips (ML) / 12 Clips (SM)



# AESCULAP® Challenger® Ti




REUSABLE MULTI-FIRE CLIP APPLIER

WIEDERVERWENDBARER MULTI-FIRE CLIP-APPLIKATOR






## ML

medium-large

	Clip Applier	Clip-Applikator
	PL506R diam. 10 mm, working length 370 mm	Ø 10 mm, Arbeitslänge 370 mm
	PL508R diam. 10 mm, working length 260 mm	Ø 10 mm, Arbeitslänge 260 mm
	Clip Box	Clip-Box
	PL569T with 12 sterile cartridges of 8 titanium clips, last clip color-coded  clip size: medium-large (ML)	mit 12 sterilen Magazinen à 8 Titanclips, letzter Clip farbkodiert  Clip-Größe: medium-large (ML)

## SM

small-medium

	Clip Applier	Clip-Applikator
	PL512R diam. 5 mm, working length 310 mm	Ø 5 mm, Arbeitslänge 310 mm
	PL600R diam. 5 mm, working length 205 mm	Ø 5 mm, Arbeitslänge 205 mm
	Clip Box	Clip-Box
	PL572T with 12 sterile cartridges of 12 titanium clips, last clip color-coded  clip size: small-medium (SM)	mit 12 sterilen Magazinen à 12 Titanclips, letzter Clip farbkodiert  Clip-Größe: small-medium (SM)

# AESFULAP® Challenger® Ti

REUSABLE MULTI-FIRE CLIP APPLIER

WIEDERVERWENDBARER MULTI-FIRE CLIP-APPLIKATOR

## COMPONENTS AND SPARE PARTS

EINZELKOMPONENTEN UND ERSATZTEILE

**ML**  
medium-large

**SM**  
small-medium

Shaft   Schaft	PL536R	PL538R	PL522R	PL601R <sup>1</sup>
complete / komplett	shaft length / Schaftlänge 370 mm	shaft length / Schaftlänge 260 mm	shaft length / Schaftlänge 310 mm	shaft length / Schaftlänge 205 mm
	diam. / Ø 10 mm	diam. / Ø 10 mm	diam. / Ø 5 mm	diam. / Ø 5 mm
Inner Tube   Innenrohr	PL536802	PL538802	PL522801	PL601801
	shaft length / Schaftlänge 370 mm	shaft length / Schaftlänge 260 mm	shaft length / Schaftlänge 310 mm	shaft length / Schaftlänge 205 mm
Push Rod   Schubstange	PL536801	PL538801	PL522800	PL601800
	shaft length / Schaftlänge 370 mm	shaft length / Schaftlänge 260 mm	shaft length / Schaftlänge 310 mm	shaft length / Schaftlänge 205 mm
Handle   Griff	PL510R	PL510R	PL510R	PL602R <sup>2</sup>
Rotation Knob   Drehstern	PL510300	PL510300	PL510300	PL510300
Safety Ring   Sicherungsring	PL510301	PL510301	PL510301	PL510301
C-ring / C-Ring				

<sup>1</sup> not compatible with PL510R  
nicht kompatibel mit PL510R

<sup>2</sup> not compatible with PL536R, PL538R, PL522R  
nicht kompatibel mit PL536R, PL538R, PL522R



FOR CARE WE RECOMMEND  
ZUR PFLEGE EMPFEHLEN WIR

Instrument Shield | Instrumentenschutz

PL522810 diam. / Ø 5 mm protects jaws during removal, processing and sterile preparation  
zum Schutz der Maulteile während Entsorgung, Aufbereitung und Sterilbereitstellung

PL536810 diam. / Ø 10 mm protects jaws during removal, processing and sterile preparation  
zum Schutz der Maulteile während Entsorgung, Aufbereitung und Sterilbereitstellung



Oil Spray | Ölspray

JG600 Sterilit I, Pack of 6 pcs. (not illustrated)  
Sterilit I, Packung à 6 Stück (ohne Abb.)

Cleaning Brush | Reinigungsbürstchen

GK469R for inner tube diam. 5 mm, length 550 mm, pack of 6 pcs.  
für Innenrohr Ø 5 mm, Länge 550 mm, Packung à 6 Stück



PM995R for outer tube diam. 10 mm, length 550 mm, pack of 6 pcs.  
für Außenrohr Ø 10 mm, Länge 550 mm, Packung à 6 Stück



# AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany  
Phone +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-2600 | [www.aesculap.com](http://www.aesculap.com)

The main product trademark "Aesculap" and the product trademarks "Challenger Ti" and "Sterilit" are registered trademarks of Aesculap AG. Subject to technical changes. All rights reserved. This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.