



Medibox®

NIEUW IN HET GAMMA

Medibox®

Naaldcontainers voor scherpe voorwerpen


Sterke, stabiele en hoogwaardige naaldcontainers voor het eenvoudig en veilig bergen van scherp afval. De containers voldoen aan alle Europese normen.



- **Eenvoudig in gebruik**
tijdelijke en definitieve sluiting
- **No-Touch inkepingen**
voor alle soorten gebruikte Luer en Luer-lock naalden en pen naalden
- **Geeft waarschuwing**
bij maximale vullijn
- **Grote opening**
om het verwijderen van verschillende soorten scherpe voorwerpen te vereenvoudigen



Medibox® 0.8 L – 9.1 L



Verwijderen van:

1. Luer en Luer-lock naalden
2. Pennaalden
3. Verschillende scherpe medische voorwerpen
4. Bevestigingen voor pendoppen van pennaalden



Bestelinformatie

Omschrijving	Inhoud	Max. vulvolume	Afmeting L x W x H basis	Besteleenheid	Artikelnummer
Medibox® 0.8 L	0.8 L	0.67 L	9.8 x 9.8 x 18 cm ø 7.5 cm	18 stuks	9193424
Medibox® 2.4 L	2.4 L	2.0 L	15.1 x 15.1 x 20 cm 11 x 11 cm	27 stuks	9193600
Medibox® 4.7 L	4.7 L	3.9 L	19 x 19 x 20.5 cm 15 x 15 cm	25 stuks	9193618
Medibox® 5.7 L	5.7 L	4.8 L	19 x 19 x 25.7 cm 13.9 x 13.9 cm	25 stuks	9193627
Medibox® 6.8 L	6.8 L	5.7 L	16.7 x 16.7 x 50 cm ø 11 cm	22 stuks	9193639
Medibox® 9.1 L	9.1 L	7.7 L	21.5 x 21.5 x 32.5 cm 17 x 17 cm	13 stuks	9193640

Heeft u vragen of wilt u uw Medibox® direct bestellen? Neem contact met het Customer Care Team via: +32 (0)2 712 86 50 of customercare.be@bbraun.com.