


Aesculap® New Generation Saw Blades

Saw Blades compatible with products of other manufacturers
Sägeblätter kompatibel mit Produkten anderer Hersteller












Aesculap Orthopaedics

Aesculap® New Generation Saw Blades

All saw blades are available with an effective length of 90 mm.

Alle Sägeblätter haben eine Nutzlänge von 90 mm.

System System	Ref. N° Artikel- nummer	Width Breite	Thickness Dicke	Saw blades Sägeblätter 
Stryker System 2000 System 4 System 5 System 6 System 7	GE330SU	13 mm	1.27 mm	
	GE331SU	19 mm	1.27 mm	
	GE332SU	25 mm	1.27 mm	
	GE323SU	13 mm	1.27 mm	
Synthes Battery Power Line Trauma Recon System Battery Power Line II	GE325SU	25 mm	1.00 mm	
	GE326SU	25 mm	1.27 mm	
Zimmer Universal Conmed Linvatec Hall Power Pro Mpower Mpower 2 Hall 50	GE327SU	13 mm	1.27 mm	
	GE329SU	25 mm	1.27 mm	

Images are shown in a scale of 1:2.

Abbildungen sind im Maßstab 1:2 dargestellt.