



Medibox®

NOUVEAUTÉ DANS NOTRE ASSORTIMENT

Medibox®

Collecteur de déchets médicaux tranchants


Collecteurs à aiguilles robustes et stables de haute qualité pour une manipulation facile et sûre des déchets médicaux pointus et tranchants. Les collecteurs répondent à toutes les exigences européennes.



- Facile à utiliser
fermeture temporaire et définitive
- Entrées d'insertion et d'extraction sans contact
pour toutes sortes d'aiguilles Luer et Luer-lock usagées, ainsi que pour les aiguilles de stylos
- Avertissement de trop-plein
par ligne de remplissage maximum
- Grande ouverture
pour faciliter l'insertion de divers objets tranchants médicaux



Medibox® 0.8 L – 9.1 L



Elimination des :

1. Aiguilles Luer et Luer-lock
2. Aiguilles pour stylos
3. Différents objets tranchants médicaux
4. Supports de fixation pour capuchons d'aiguille de stylo



Informations de commande

Description	Volume	Volume max. de remplissage	Dimensions L x L x H base	Quantité min. à commander	Numéro d'article
Medibox® 0.8 L	0.8 L	0.67 L	9.8 x 9.8 x 18 cm ø 7.5 cm	18 pièces	9193424
Medibox® 2.4 L	2.4 L	2.0 L	15.1 x 15.1 x 20 cm 11 x 11 cm	27 pièces	9193600
Medibox® 4.7 L	4.7 L	3.9 L	19 x 19 x 20.5 cm 15 x 15 cm	25 pièces	9193618
Medibox® 5.7 L	5.7 L	4.8 L	19 x 19 x 25.7 cm 13.9 x 13.9 cm	25 pièces	9193627
Medibox® 6.8 L	6.8 L	5.7 L	16.7 x 16.7 x 50 cm ø 11 cm	22 pièces	9193639
Medibox® 9.1 L	9.1 L	7.7 L	21.5 x 21.5 x 32.5 cm 17 x 17 cm	13 pièces	9193640

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous directement commander une Medibox® ? Prenez contact avec notre équipe Customer Care via: +32 (0)2 712 86 50 ou customer care.be@bbraun.com.