

MELISEPTOL®

DÉSINFECTANT ALCOOLIQUE À ACTION RAPIDE POUR LES SURFACES

MELISEPTOL® RAPID SPRAY

Solution alcoolique

Caractéristiques

- Flacon spray
- Pour les surfaces des appareils médicaux et autres surfaces résistantes à l'alcool
- Efficacité rapide (1 min) à large spectre

Description	PC/quantité min d'achat	Référence	Code-CNK
Meliseptol® Rapid Spray 750ml	1	19912	2537-645



Meliseptol® Rapid Spray

Micro-organisme	Normes	Temps de contact
Actif contre les bactéries, les microbactéries (M. terrae), les champignons et les virus (HBV / HIV / HCV, rota, adéno, vaccinia, papova, noro et polio)	DGHM / VAH 09 / 2001 (corr. EN 13727, EN 13624, EN 13697), EN 1040, EN 1275, EN 1276, D V V / RKI*	1 min.
Mycobacteria (TbB)	DGHM 09/2001 (corr. EN 14348)	30 sec.
Fungi (A. brasiliensis)	EN 13624	15 min.
Non-enveloped viruses	D V V / RKI* carrier test	10 min.
Avian Influenza A	D V V / RKI*	15 sec.
HBV (DHBV)	D V V / RKI*	15 sec.
Rotavirus	D V V / RKI*	1 min.
Adenovirus	D V V / RKI*	1 min.
Polyomavirus	D V V / RKI*	5 min.
Poliovirus	Surface carrier test	10 min.
Norovirus (FCV)	D V V / RKI*	2 min.
Norovirus (MNV)	EN 14476	1 min.

* Recommendation acc. du RKI, Bundesgesundheitsbl. 01 2004, DW/RKI test de suspension. Les rapports d'experts sont disponibles sur demande.